

Prozedura esperimentalak: 1. Neurketa

- BARRA BATEN PARTZIALEN AZTERKETA
- Generadorea piztu eta doitu, uhin sinusoidal bat sordezan. Maiztasuna astiro-astiro handiagotu barraren lehen partzialari dagokion erresonantzia aurkitzeko.
- Generadorearen maiztasuna aldatuz, partzial desberdinei dagozkien maiztasunak aurkitu.
- Partzial bakoitzari dagokion f_n maiztasuna generadorearen pantailan irakurri.

Prozedura esperimentalak: 2. Neurketa

- LUZERA DESBERDINEKO BARRAREN LEHEN PARTZIALAREN AZTERKETA
- Barra bat sistema esperimentalean jarri. Funtzio-generadorea piztu eta doitu, uhin sinusoidal bat sor dezan. Maiztasuna astiro-astiro handiagotu barraren lehen partzialari dagokion erresonantzia aurkitzeko.
Maiztasunaren balioa, f_a , generadorearen pantailan irakurri.
- Luzera desberdineko barrez prozesu bera errepikatu.